

SPOT ON THE MOUSE

(AIDE À LA LOCALISATION DU CURSEUR SOURIS)

INTRODUCTION

Spot on the Mouse est un logiciel d'aide à la localisation du curseur de la souris, permettant de combiner entre eux différents effets autour du curseur : cercle ou halo de couleur, viseur, image de la souris, indicateur de clic et affichage de certaines touches du clavier.

Références	Spot on the Mouse (V 2.5.3)
Auteur	MarKus Welz (Allemagne) www.markuswelz.de/software/index.html
Prix	Shareware = 15 € (démó téléchargeable)

DESCRIPTION

- Compatible Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/VISTA/SEVEN
- Espace disque : 1,6 Mb.

Au lancement, le logiciel s'installe dans la zone de notification (en bas d'écran près de l'horloge). Un clic droit sur son icône permet d'accéder au menu paramètres.

> Halo



Cette fonction permet de créer autour du curseur :

- un cercle de couleur
- un anneau de couleur
- le mode plein écran impose un filtre de couleur homogène, le curseur étant accompagné d'une cible de couleur choisie ou contrastée suivant les couleurs d'arrière plan.

Il est possible de choisir :

- la taille du halo ou spot autour du curseur
- la couleur du halo ou spot
- la transparence

> Viseur




La fonction viseur permet d'afficher une croix autour du curseur jusqu'aux bords de l'écran.

Règlages :

- taille de la croix (épaisseur des traits)
- couleur et transparence
- flèches vers le centre
- dimension du vide central


Il est possible de combiner les fonctions halo et viseur.



Spot on the Mouse



Menu paramétrage



Cercle de couleur et viseur

Indicateur de clic



• Central



• Clic gauche



• Clic droit



• Double clic



Halo et clic gauche

> Image de la souris



Cette fonction permet d'afficher l'image de la souris à côté du curseur (en bas à droite), avec possibilité de régler sa taille, sa couleur (noir ou blanc) et son effet de transparence.

Probablement inutile auprès de personnes présentant un handicap visuel, cette fonction peut présenter un intérêt auprès de jeunes enfants.

Les fonctions clic sont matérialisées par un changement de couleur des boutons de la souris affichée virtuellement.


Cette fonction est également cumulable aux précédentes.

> Indicateur de clic



Cette fonction déclenche un halo de couleur associé à chacune des fonctions clic de la souris : clic gauche = cercle rouge ; clic du milieu = cercle vert ; clic droit = cercle bleu, avec possibilité de régler taille et transparence des cercles.

> Touches clavier



Cette fonction permet d'afficher dans une zone à part ou sur l'image de la souris, certaines touches spéciales saisies depuis le clavier (F1 à F12, touches système, touches de texte, touches de navigation, alpha-numériques, caractères spéciaux, combinaison de touches (Maj - ctrl - alt...)).

Le menu paramètre permet de mettre en pause le logiciel.

CONCLUSION

Spot on the Mouse sera utile aux personnes présentant un handicap visuel pour localiser plus facilement le curseur (halo ou cercle) et atteindre de petites zones (viseur), ainsi qu'auprès de jeunes enfants (le halo de couleur aide à retrouver un curseur poussé en bord d'écran).

L'image de la souris, du halo et du viseur peuvent être masquées quand la souris est inactive ou quand du texte est saisi.

La version de démonstration est permanente, mais rappelle à intervalles réguliers la proposition de licence.



APF 2012

C-RNT

57 rue du Moulin Delmar
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél : 03 20 20 97 70 Fax : 03 20 20 97 73

AUTEUR

THIERRY DANIGO
Ergothérapeute conseil
thierry.danigo@apf.asso.fr

DÉCEMBRE 2012